

NSK

45°アングルヘッドシリーズ
OPTIC HIGH SPEED HANDPIECES

ティーマックス

Ti-Max 45
TITANIUM

illuminated for better vision and greater precision

智歯の抜歯時の切断や
埋伏歯などの分割に最適な
45°アングルヘッド。



Powerful Partners®

ティーマックス

Ti-Max 45

TITANIUM

- 45° アングルヘッド • チタン製ボディ - * • セラミックボールベアリング
- クリ - ンヘッドシステム • ウルトラブッシュ式チャック
- 1点注水 注水は噴霧状にはなりません。

ライト及び注水の角度は、25mmロングシャンクバー使用時のバー先端に当たるように設定されています。パテラス45バーをご使用下さい。

NSK パテラス カップリング



ライト付 製品名 A450L 製品番号 P209 標準価格 ¥126,000

スタンダードヘッド : Max. 450,000 min⁻¹
予備カートリッジ NCH-SU03 標準付属

ティーマックス 45 アングル エアタービン: 医療機器部証番号 219ALBZX00016000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

各社カップリング用 AK450L, AS450L, AW450L, AB450L



ライト付 製品名 AK450L 製品番号 P207 標準価格 ¥142,000

スタンダードヘッド : Max. 450,000 min⁻¹
予備カートリッジ NCH-SU03 標準付属

ティーマックス AK450L: 医療機器許可番号 09B2X00016号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

KaVo® MULTIflex LUX®



ライト付 製品名 AS450L 製品番号 P225 標準価格 ¥142,000

スタンダードヘッド : Max. 450,000 min⁻¹
予備カートリッジ NCH-SU03 標準付属

ティーマックス AS450L: 医療機器許可番号 09B2X00016号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Sirona® Quick Coupling



ライト付 製品名 AW450L 製品番号 P217 標準価格 ¥142,000

スタンダードヘッド : Max. 450,000 min⁻¹
予備カートリッジ NCH-SU03 標準付属

ティーマックス AW450L: 医療機器許可番号 09B2X00016号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

W&H® Roto Quick®



ライト付 製品名 AB450L 製品番号 P219 標準価格 ¥142,000

スタンダードヘッド : Max. 450,000 min⁻¹
予備カートリッジ NCH-SU03 標準付属

ティーマックス AB450L: 医療機器許可番号 09B2X00016号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Bien-Air® Unifix®



スペアパーツ

■ スタンダード用カートリッジ



製品名 NCH-SU03
製品番号 P041
標準価格 ¥25,000



■ パテラス45バー (3本入)

詳しくはお問い合わせ下さい。
届出番号 09B2X00016000031号

KaVo® (カバ) とMULTIflex LUX® (マルチフレックス) は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Germany) の登録商標です。
Sirona® (シロナ) は、Sirona Dental Systems GmbH (Germany) の登録商標です。
W&H® とRoto Quick® (ロトクイック) は、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria) の登録商標です。
Bien-Air® (ビェン・アイ) とUnifix® (ユニフィクス) は、Bien-Air Dental S.A. (Switzerland) の登録商標です。

回転速度・パワーは、接続するジョイント形状やユニットの排気の状態等によって、差が出る場合もあります。
* ヘッド部を除く外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。



洗浄消毒器使用可能



135°C 135°Cまでの温度でオートクレーブが可能

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289 (64) 3380 FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL : 03 (3835) 2907 FAX : 03 (3835) 4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL : 06 (6350) 7217 FAX : 06 (6350) 7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00 - 17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D299 Ver.2 08.02.05.A