

NSK

Ti205L エアーマーター
OPTIC AIR MOTOR

Ti205L

smooth and bright

高性能
ライト付エアーマーター



Powerful Partners®

Ti205L Optic Air Motor ISO E-タイプ内部注水

ライト付



**ライト付
エアーマーター**
治療部位を明るく照らし
作業効率を高めます。

Ti205Lは、最高の技術を結集したライト付のオートクレーブ可能なISO E-タイプ
エアーマーターで、高トルク、低振動、しかも高い耐久性を誇ります。



正逆切替リング
正回転・逆回転の切替
が可能です。



最高許容回転速度 20,000min⁻¹*

製品名	製品番号	標準価格
Ti 205L	M190	¥115,000



- 等速 1:1 • ライト付 ISO標準4ホール
- 逆止弁内臓

* 排気フィルターの有無による排気状態によって変動があります



**360°ツイストフリー
ホース**
治療のねじれの心配
がなく、手の疲労を軽減
します。



135°Cまでの温度でオートクレーブが可能です

ティーマックス XC

Ti-Max X Popular Attachments

ライト付

医療機器認証番号219ALBZX00013000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Ti205L ライト付エアーマーターに装着してご使用いただけます。



X95L 増速 1:5 DURA
COAT

製品名	製品番号	標準価格
X95L	C600	¥136,000

- Max 200,000 min⁻¹ • FGノブ用 (φ 1.6)
- ヘッドサイズ: H14.55mm • 4点注水スプレー
- チタン製ボディ*



X15L 減速 4:1 DURA
COAT

製品名	製品番号	標準価格
X15L	C602	¥118,000

- コントラバー用 (φ 2.35)
- チタン製ボディ*



X25L 等速 1:1 DURA
COAT

製品名	製品番号	標準価格
X25L	C601	¥105,000

- コントラバー用 (φ 2.35)
- チタン製ボディ*



X65L 等速 1:1 ストレート DURA
COAT

製品名	製品番号	標準価格
X65L	H273	¥105,000

- ハンドピースバー用 (φ 2.35)
- コントラバー用 (φ 2.35)*
- ※付属のCA用ストッパー (X65L/X65専用) 装着時
- チタン製ボディ*
- *外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。

医療機器認証番号219ALBZX00014000号



洗浄消毒器使用可能



135°Cまでの温度でオートクレーブが可能です

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289(64)3380 FAX : 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL : 03(3835)2907 FAX : 03(3835)4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL : 06(6350)7217 FAX : 06(6350)7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00 - 17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D316 Ver.2 08.01.05.Y