

compact & mobile

携帯マイクロモーター「ビバメイトプラス」「ビバメイト3」や
 超音波スケーラー「バリオス560」「バリオス350」と
 組み合わせることで、往診先での歯牙の切削時や
 スケーリング時の注水と排唾を可能にします。



排唾



注水



超ミニタイプ
 マルチタスク超音波システム
 バリオス350 LUX

コンパクトタイプ
 マルチタスク超音波システム
 バリオス560 LUX


バッテリータイプ
 携帯マイクロモーター
 ビバメイト 3

バッテリー/AC電源両用タイプ
 携帯マイクロモーター
 ビバメイト プラス



特長

- 軽量、コンパクトで低振動、低騒音。
- 注水用、排唾用の両ボトルは樹脂製軽量ボトルを使用。持ち運びや洗浄の負担を軽減します。
- 折りたたみ式ボトルホルダー付のため、簡単に両ボトルをセッティングできます。
- セット一式が入るプロキットケースが標準付属します。



ビバサポート 標準セット

医療機器承認番号21300BZZ0004000号 管理医療機器

製品名 **ビバサポート標準セット** 製品番号 U379 標準価格 ¥82,000

セット内容

- コントロールユニット(ピバサポートユニット) • フタ付注水ボトル
- フタ付排唾ボトル • 注水チューブセット • 排唾チューブ

付属品

- 排唾チューブ(2本) • 排唾ノズル(5本)
- チューブクランプ(5個) • プロキットケース

仕様

- 電 源 : AC100 V 50/60 Hz
- タンク容量 : 250mL(注水用・排唾用とも)
- 連続注水時間 : 約5分
- ポンプ吸引力 : 500mL/min
- 寸 法 : W180 x D202 x H154.8 mm (ボトルホルダーオープン時)
- 重 量 : 1.7kg(ユニットのみ)

注水時間は使用条件によって異なります。



スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバサポートユニット		U379-012	¥69,400
ボトル (250mL)		U379-700	¥1,600
注水ボトルフタ		U379-062	¥3,200
排唾ボトルフタ		U379-063	¥3,200
蓋パッキン		U379-112	¥500
注水チューブセット (1.5 m)		U379-056	¥1,300

製品名	製品	製品番号	標準価格
排唾チューブ (1.5 m)		U379-057	¥400
排唾ノズル (10本)		Y900-068	¥1,000
排唾ジョイント		U379-114	¥600
ジョイント ボトル側		Z165-101	¥200
注水パイプ		U379-450	¥250
プロキットケース		N-620	¥4,000



ビバメイト 3 標準セット

製品名 **ビバメイト 3 標準セット**
製品番号 Y103-630
標準価格 ¥116,000

医療機器承認番号 20800BZZ00561000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



ビバメイト プラス 標準セット

製品名 **ビバメイト プラス 標準セット**
製品番号 Y140-639
標準価格 ¥177,000

医療機器承認番号 20900BZZ00855000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



バリオス 560 LUX 標準セット

製品名 **VA560 LUX 標準セット**
製品番号 Y141-220
標準価格 ¥222,000

バリオス 560 : 医療機器承認番号 219ALBZX00013000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



バリオス 350 LUX 標準セット

製品名 **VA350 LUX 標準セット**
製品番号 Y140-958
標準価格 ¥198,000

バリオス 350 LUX : 医療機器承認番号 21400BZZ00444000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289(64)3380 FAX : 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL : 03(3835)2907 FAX : 03(3835)4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL : 06(6350)7217 FAX : 06(6350)7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00 - 17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ ニ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D147 Ver.6 08.02.05.A