

NSK

ハンドトルクドライバー

**HAND TORQUE
DRIVER**

for precise implant procedure

インプラント用のネジ締め、取外しから
インプラント矯正まで。



カバースクリューの除去

ヒーリングキャップの装着

インプラント矯正



Powerful Partners®

インプラント、カバースクリューの取り外し、ヒーリングキャップの装着、インプラント矯正のマイクロスクリューの埋入などが、スピーディーかつ正確に行えます。

【使用例】

1 カバースクリューの除去



2 ヒーリングキャップの装着



1 2

インプラントメーカーの仕様、術式に合わせて、トルクコンバーターを選択し、適性トルクで、取外し・装着が行えます。

3 インプラント矯正



3

手用ドライバーでは埋入しにくい口蓋側にも、チタン製マイクロスクリューの埋入が容易に行えます。

ハンドトルクドライバー 標準セット



コントラアングルセット

製品名	製品番号	標準価格
HTD-CS	Y200-901	¥89,000

セット内容

- コントラアングルハンドピース
- トルクコンバーター (10/20/35Ncm):各1本
- 補助レンチ • ヘッド交換用レンチ



ライトアングルセット

製品名	製品番号	標準価格
HTD-RS	Y200-902	¥89,000

セット内容

- ライトアングルハンドピース
- トルクコンバーター (10/20/35Ncm):各1本
- 補助レンチ • ヘッド交換用レンチ

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
HTD-C コントラアングル		Y200-910	¥27,000
HTD-R ライトアングル		Y200-950	¥27,000

※ HTD-C, HTD-R ともにISO E-タイプのモーターには接続できません。

製品名	製品	製品番号	標準価格
TD-10 (HTD-C用) RTD-10 (HTD-R用)	 トルク値: 10Ncm	C283 C326	¥20,000 ¥20,000
TD-20 (HTD-C用) RTD-20 (HTD-R用)	 トルク値: 20Ncm	C284 C327	¥20,000 ¥20,000
TD-35 (HTD-C用) RTD-35 (HTD-R用)	 トルク値: 35Ncm 補助レンチ付き	C285 C328	¥22,000 ¥22,000

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289(64)3380 FAX: 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL: 03(3835)2907 FAX: 03(3835)4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL: 06(6350)7217 FAX: 06(6350)7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00~17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D045 Ver.3 08.01.05.Y