

NSK

パナマックス
HIGH SPEED HANDPIECES

PANA-MAX

stunning power and durability




Powerful Partners®

PANA-MAX

- セラミックボールベアリング
- クリンヘッドシステム
- ウルトラプッシュ式チャック
- シングルスプレ -

医療機器認証番号 219ABBZX0006000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

出力(W)比較



ライト無し 製品名 PAX-SU M4 製品番号 P560 標準価格 ¥52,000

スタンダードヘッド : ミッドウェスト 4ホール、Max. 480,000 min⁻¹



ライト無し 製品名 PAX-TU M4 製品番号 P561 標準価格 ¥52,000

トルクヘッド : ミッドウェスト 4ホール、Max. 380,000 min⁻¹



ライト無し 製品名 PAX-SU B2 製品番号 P562 標準価格 ¥52,000

スタンダードヘッド : ボーデン 2ホール、Max. 480,000 min⁻¹



ライト無し 製品名 PAX-TU B2 製品番号 P563 標準価格 ¥52,000

トルクヘッド : ボーデン 2ホール、Max. 380,000 min⁻¹

回転速度・パワーは、接続するジョイント形状やユニットの排気の状態等によって、差が出る場合もあります。
予備カートリッジは添付されておりません。

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
PAX-SU03 スタンダード用カートリッジ オーリング・ ウェーブワッシャー付		Y900-772	¥25,000
PAX-TU03 トルク用カートリッジ オーリング・ ウェーブワッシャー付		Y900-773	¥25,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
PAX-SU04 スタンダード用 ヘッドキャップ		P074-050	¥5,000
PAX-TU04 トルク用 ヘッドキャップ		P075-050	¥5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
PAX-SU05 スタンダード用、 トルク用 ヘッドキャップレンチ		P074-765	¥1,000



洗浄消毒器使用可能



135°C 135°Cまでの温度でオートクレーブが可能

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289(64)3380 FAX : 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL : 03(3835)2907 FAX : 03(3835)4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL : 06(6350)7217 FAX : 06(6350)7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
(受付時間9:00~17:00(土・日祝祭日を除く))
※携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D416 Ver.1 08.02.10.A