

**NSK**

MICROMOTOR ELÉCTRICO

**Ti-Max M40**

brillante, potente y fiable



- *Más nítido*
- *Duradero*
- *Más seguro*



Powerful Partners®

# Ti-Max M40

Refrigeración Interna tipo ISO E

El micromotor NSK M40 incorpora tecnología avanzada en su motor DC sin núcleo. Esta tecnología permite un funcionamiento suave y silencioso, un potente torque y una generación de calor mínima, a pesar del tamaño compacto del M40.

## Ventajas de utilización



**Más nítido** : Las luces LED general una luz natural de calidad que garantiza una visión más nítida en comparación con la luz halógena.

**Duradero** : Las fuentes de luz LED son más duraderas que las bombillas halógenas.

**Más seguro** : La luz LED es más segura, ya que genera menos calor que una bombilla halógena. La luz LED, una luz de gran calidad que imita la luz natural, es agradable.

## Características

- La mezcla ideal de velocidad y torque
- Generación de calor mínima
- Funcionamiento suave y silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- LED incorporada en el micromotor (sólo en M40 LED)
- Ligero
- Cuerpo de titanio sólido



**Óptico** MODELO M40 LED CÓDIGO DEL PEDIDO E1033 


**Óptico** MODELO M40 CÓDIGO DEL PEDIDO E317

**No óptico** MODELO M40N CÓDIGO DEL PEDIDO E338

Fácil de conectar a tubos flexibles 4VLM, 4VR 400 y B4VLR de Bien-Air®



Ti-Max M40



NSK  
M40-CD



Bien-Air®  
4VLM / 4VR 400 / B4VLR  
(Hecho por Bien-Air Dental S.A.)

Bien-Air® es una marca registrada de Bien-Air Dental

**NAKANISHI INC.**   
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi  
Tochigi 322-8666,  
Japan  
TEL : +81 (0)289-64-3380  
FAX : +81 (0)289-62-5636

**NSK Dental Spain SA**  
www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis  
28232 Las Rozas, Madrid,  
España  
TEL : +34 91 626 61 28  
FAX : +34 91 626 61 32

**NSK Europe GmbH**  
www.nsk-europe.de

Ely-Beinhorn-Strasse 8  
65760 Eschborn,  
Germany  
TEL : +49(0)6196 77606-0  
FAX : +49(0)6196 77606-29