

シャック & モーター
EX Series Handpieces & Motors
 ISOタイプ 外部注水

幅広い組み合わせが可能なラインナップを揃えています。

シャック



製品名 EC-30 製品番号 C100008 標準価格 ¥10,500
 ・等速 1:1 ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 ER4 製品番号 C634 標準価格 ¥36,000
 ・減速 4:1 ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 ER10 製品番号 C635 標準価格 ¥40,500
 ・減速 10:1 ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 ER16 製品番号 C636 標準価格 ¥45,000
 ・減速 16:1 ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 ER64 製品番号 C637 標準価格 ¥58,000
 ・減速 64:1 ・Max. 40,000 min⁻¹

リングカラー
 減速比ごとにカラーが
 異なります。事前に
 確認ください。

● **レッド** : 増速
● **ブルー** : 等速
● **グリーン** : 減速

エアモーター



製品名 EX-203C M4 製品番号 M195 標準価格 ¥76,000
 ・等速 1:1 ・ミッドウェスト4ホール
 ・Max. 20,000 min⁻¹ ・適正エア圧: 0.25MPa

製品名 EX-203C B2 製品番号 M194 標準価格 ¥76,000
 ・等速 1:1 ・ボテン2ホール
 ・Max. 22,000 min⁻¹ ・適正エア圧: 0.25MPa

製品名: エアモーター EX-203C 一般用途品 歯科用空気圧縮機駆動装置
 医療機器認証番号: 216ALB200001000号 製造販売業者: 株式会社ナカニシ

スペアパーツ

| 製品名 | 製品 | 製品番号 | 標準価格 |
|---|----|---------|---------|
| FPB-03 FPB用カートリッジ | | C875060 | ¥10,000 |
| NAC-03 NAC用カートリッジ | | C030011 | ¥3,200 |
| BB-03 BB用カートリッジ | | C037015 | ¥4,300 |
| NBB-03 NBB, NBBW用 カートリッジ | | C210015 | ¥7,000 |
| FFB-03 FFB用カートリッジ | | C884060 | ¥10,000 |
| 注水ノズル FPB, NAC, BB, FFB TEP, VM用 チューブ付 | | C032701 | ¥2,000 |
| 注水ノズル NM用 チューブ付 | | C039701 | ¥2,000 |
| 注水ノズル EX-5B, EX-6B用 チューブ付 | | H019711 | ¥2,000 |

| 製品名 | 製品 | 製品番号 | 標準価格 |
|----------------------|----|----------|--------|
| FPB-02 モトルギア | | C875012 | ¥2,500 |
| NAC-02 モトルギア | | C032012 | ¥2,500 |
| チューブ(RSM) | | Z166101 | ¥200 |
| ラッチ板 NAC用 | | C032103 | ¥200 |
| ラッチ板 NM用 | | C247103 | ¥310 |
| ラッチ板止めネジ NAC, NM用 | | C032104 | ¥200 |
| 口金レンズ AR-(S)用 | | C185C751 | ¥200 |
| 口金レンズ(黒) | | C071751 | ¥300 |

135℃
111 135℃までの温度でオートクレープ可能

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
 栃木県鹿沼市下日向700
 TEL: 0289 (64) 3380
 FAX: 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
 東京都台東区東上野4-8-1
 TIXTOWER UENO 9F
 TEL: 03 (5828) 7716
 FAX: 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
 大阪府淀川区宮原4-1-45
 新大阪八千代ビル6F
 TEL: 06 (6350) 7217
 FAX: 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
 受付時間: 受付時間: 9:00~17:00 ☎ **0120-7242-56**
 NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも
 お気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



PR-D385 Ver.3 11.04.01A

歯科治療用 ハンドピース
LOW SPEED HANDPIECES
ISO TYPE EXTERNAL WATER SPRAY

EXシリーズ
EX Series

versatile and affordable



Powerful Partners®

ヘッド
EX Series Integrated Heads
 ISOタイプ 外部注水

ナカニシのEXシリーズは、一般切削用から根管拡大、ポリッシング用、歯間研磨用等さまざまな治療形態に合わせて


一般切削用ヘッド



製品名 FPB-Y 製品番号 C875 標準価格 ¥25,500
 ・コントラバー用(2.35) ・クリーンヘッドシステム
 ・プッシュボタン式チャック ・ボールベアリング
 ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 NAC-Y 製品番号 C032002 標準価格 ¥13,500
 ・コントラバー用(2.35) ・ラッチ式コントラ
 ・Max. 30,000 min⁻¹



製品名 BB-Y 製品番号 C037 標準価格 ¥15,500
 ・コントラバー用(2.35) ・ラッチ式コントラ
 ・ボールベアリング ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 NBBW-Y 製品番号 C211 標準価格 ¥19,500
 ・コントラバー用(2.35) ・ラッチ式コントラ
 ・ボールベアリング ・注水ノズル付
 ・Max. 40,000 min⁻¹



製品名 NM-Y 製品番号 C247 標準価格 ¥15,500
 ・ミニヘッド ・ラッチ式コントラ
 ・コントラバー用(2.35) ・Max. 30,000 min⁻¹



製品名 FFB-Y 製品番号 C884 標準価格 ¥25,500
 ・FGバー用(1.6) ・クリーンヘッドシステム
 ・プッシュボタン式チャック
 ・Max. 40,000 min⁻¹

PMTIC用ヘッド



製品名 AR-(S) 製品番号 C187 標準価格 ¥12,000
 ・プロフィー用 ・スクリュー式 ・360 回転
 ・Max. 5,000 min⁻¹



製品名 EVA-Y 製品番号 C235 標準価格 ¥12,000
 ・エバチップ用 ・上下往復(ストローク幅1.4mm)
 ・Max. 10,000 min⁻¹

上記は先端(バーまたはカップ、チップ、ファイル)が示す速度を表わしています。

エンド用ヘッド



製品名 MP-Y 製品番号 C547 標準価格 ¥18,000
 ・ミニヘッド ・プッシュボタン式チャック
 ・360 回転 ・Max. 20,000 min⁻¹



製品名 MPA-Y 製品番号 C548 標準価格 ¥28,000
 ・根管長測定器接続用(ロングシャック用)
 ・ミニヘッド ・プッシュボタン式チャック
 ・360 回転 ・Max. 20,000 min⁻¹



製品名 MPAS-Y 製品番号 C882 標準価格 ¥28,000
 ・根管長測定器接続用(ショートシャック用)
 ・ミニヘッド ・プッシュボタン式チャック
 ・360 回転 ・Max. 20,000 min⁻¹




製品名 NRS2-Y 製品番号 C549 標準価格 ¥19,500
 ・減速 10:1 ・エンジンファイル用(2.35)
 ・クリーンヘッドシステム ・プッシュボタン式チャック
 ・360 回転 ・Max. 3,000 min⁻¹



製品名 TEQ-Y 製品番号 C849001 標準価格 ¥31,500
 ・80 ツイスト運動 ・エンジンファイル用(2.35)
 ・プッシュボタン式チャック ・Max. 4,000 min⁻¹



製品名 TEP-Y 製品番号 C837001 標準価格 ¥31,500
 ・80 ツイスト運動 ・ハンドファイル用
 ・プッシュボタン式チャック ・Max. 4,000 min⁻¹



製品名 VM-Y 製品番号 C765001 標準価格 ¥21,500
 ・上下往復(ストローク幅0.4mm) ・ハンドファイル用
 ・プッシュボタン式チャック ・Max. 4,000 min⁻¹

ハンドピース
EX Series Handpieces

ISOタイプ 外部注水

一般切削用

等速 1:1



製品名 FPB-EC 製品番号 Y110158 標準価格 ¥36,000

- コントラバー用(2.35) • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • ボールベアリング
- Max. 40,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース EXシリーズ 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00006000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 NAC-EC 製品番号 Y110148 標準価格 ¥24,000

- コントラバー用(2.35) • ラッチ式コントラ
- Max. 30,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース EXシリーズ 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00006000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 TI95EX 製品番号 C487 標準価格 ¥80,000

- チタン製ボディ • FGバー用
- Max. 200,000 min⁻¹ • セラミックボールベアリング
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック

販売名: 高速コトラアングルハンドピース TI95EX 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00012000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。



製品名 BB-EC 製品番号 Y110159 標準価格 ¥26,000

- コントラバー用(2.35) • ラッチ式コントラ
- ボールベアリング • Max. 40,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース EXシリーズ 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00006000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 NM-EC 製品番号 Y110161 標準価格 ¥26,000

- ミニヘッド • ラッチ式コントラ • コントラバー用(2.35)
- Max. 30,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース EXシリーズ 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00006000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 NBBW-EC 製品番号 Y110160 標準価格 ¥30,000

- コントラバー用(2.35) • ラッチ式コントラ
- ボールベアリング • 注水ノズル付 • Max. 40,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース EXシリーズ 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00006000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 FFB-EC 製品番号 Y110162 標準価格 ¥36,000

- FGバー用(1.6) • クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック • Max. 40,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース EXシリーズ 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00011000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 注水ノズル 製品番号 C032701 標準価格 ¥2,000

- FPB、NAC、BB、FFB、TEP、VM 用(オプション)
- チューブ付



製品名 注水ノズル 製品番号 C039701 標準価格 ¥2,000

- NM 用(オプション)
- チューブ付

上記は該当のヘッドとシャンクを組み合わせた場合における先端(バー)の速度を表わしています。

ハンドピース
EX Series Handpieces

ISOタイプ 外部注水

5倍増速

PMTc用

減速 4:1



製品名 AR-ER4(S) 製品番号 Y110140 標準価格 ¥48,000

- プロファイ用 • スクリュー式 • 360 回転
- Max. 5,000 min⁻¹

販売名: NSK プロファイ EVA 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 20200BZ00180000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 EVA-ER4 製品番号 Y110141 標準価格 ¥48,000

- エパチップ用 • 上下往復(ストローク幅1.4mm)
- Max. 10,000 min⁻¹

販売名: NSK プロファイ EVA 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00180000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

エンド用ハンドピース
EX Series Endodontic Handpieces

ISOタイプ 外部注水

エンド用

減速 64:1



製品名 MP-ER64 製品番号 Y110142 標準価格 ¥76,000

- ミニヘッド • エンジンファイ用 • 360 回転
- プッシュボタン式チャック • Max. 300 min⁻¹

販売名: エンド用コントラ MP 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00180000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 MPA-ER64 製品番号 Y110144 標準価格 ¥86,000

- 根管長測定直接接続用(ロングシャンク用)
- ミニヘッド • エンジンファイ用 • 360 回転
- プッシュボタン式チャック • Max. 300 min⁻¹

販売名: エンド用コントラ MPA 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00180000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 MPAS-ER64 製品番号 Y110146 標準価格 ¥86,000

- 根管長測定直接接続用(ショートシャンク用)
- ミニヘッド • エンジンファイ用 • 360 回転
- プッシュボタン式チャック • Max. 300 min⁻¹

販売名: エンド用コントラ MPAS 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00180000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

減速 10:1



製品名 NRS2-EC 製品番号 Y110163 標準価格 ¥30,000

- エンジンファイ用 • 360 回転
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 減速10:1ヘッド • Max. 3,000 min⁻¹

販売名: コトラアングルハンドピース NRS2 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 22200BZ00040000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ニッケルチタンファイルをご使用になる場合は、トルクリミッター機能が必要になる場合があります。破折トラブルを回避するため、トルクリミッター機能を搭載した商品をご用意しております。



エンドメイトDT
トルクリミッター機能付き
デスクタイプモーター



エンドメイトTC2
トルクリミッター機能付き
コードレスモーター

上記は該当のヘッドとシャンクを組み合わせた場合における先端(ファイル)の速度を表わしています。

ストレートハンドピース
EX Series Straight Handpieces

ISOタイプ 外部注水

等速 1:1



製品名 EX-6B 製品番号 H260 標準価格 ¥30,000

- ハンドピースバー用(2.35) • クリーンヘッドシステム
- Max. 40,000 min⁻¹

販売名: ストレートハンドピース EX6 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00002000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



製品名 EX-6D 製品番号 H267 標準価格 ¥30,000

- ハンドピースバー用(2.35) • クリーンヘッドシステム
- Max. 40,000 min⁻¹

販売名: ストレートハンドピース EX6 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号: 219ALBZ00002000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

上記は先端(バー)の速度を表わしています。

EX-203C エアモーターセット
EX-203C Air Motor Set (EX-203C+EX-6B+NAC-EC)

ISOタイプ 外部注水

等速 1:1



製品名 EX-203C M4 セット 製品番号 Y160020 標準価格 ¥128,000

- ミッドウエスト4ホール • Max. 20,000 min⁻¹

製品名 EX-203C B2 セット 製品番号 Y160021 標準価格 ¥128,000

- ボーデン2ホール • Max. 22,000 min⁻¹

セット内容

- エアモーター(EX-203C) : 適正エア圧0.25MPa
- ストレートハンドピース(EX-6B)
- コトラアングルハンドピース(NAC-EC)

販売名: エアモーター EX-203C セット 一般的名称: 歯科用空気圧駆動電動装置
医療機器承認番号: 219ALBZ00007000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

上記は該当のヘッドとシャンクを組み合わせた場合における先端(バーまたはカップ、チップ)の速度を表わしています。