

## スペアパーツ / ビバメイト プラス

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバメイト プラス ユニット (電源コード付)		U373	¥93,500
ビバメイト 3 モーター (ストレートコード付)		E015002	¥53,500
ビバメイト 3 ストレートコード (1.2m)		E015013	¥5,000
ライト付ミラー		U356041	¥21,000
NCL-Sスタンド 標準セットには含まれて おりません		Z014133	¥2,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
GX用 カーボンブラシ (2個入)		E023011S	¥3,000
電源コード		U271013	¥3,000
ミラーヘッド		U356043	¥4,500
プロキットケース		N-620	¥4,000

## スペアパーツ / ビバメイト 3

ビバメイト 3 ユニット		U319	¥22,000
ビバメイト 3 モーター (ストレートコード付)		E015002	¥53,500
ビバメイト 3 ストレートコード (1.2m)		E015013	¥5,000
ビバメイト 3 チャージャー		U321	¥10,500

NCL-Sスタンド		Z014133	¥2,000
GX用 カーボンブラシ (2個入)		E023011S	¥3,000
FC-25 フットペダル		Z018	¥5,000
プロキットケース		N-620	¥4,000

## ハンドピース(オプション)

### 歯のポリッシングに

製品名 AR-ER4 (S) 製品番号 Y110140 標準価格 ¥48,000

- 減速 4:1 • プロフィー用 • スクリュー式

販売名: NSK プロフィー 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース  
医療機器承認番号: 20090B2Z0082000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



### 歯の切削に

製品名 Ti95EX 製品番号 C487 標準価格 ¥80,000

- 増速 1:5 • チタン製ボディ • FGバー用
- Max. 200,000 min<sup>-1</sup> • セラミックボールベアリング
- クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー

販売名: 増速コントラアングルハンドピース Ti95EX 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース  
医療機器承認番号: 22200B2X00212000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



ビバメイト プラス/ビバメイト3と組み合わせた場合は、最大150,000 min<sup>-1</sup>となります。 \* 外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。

携帯用注水排唾システム「ビバサポート」との併用例  
往診先で5倍増速コントラを使用する際、「ビバサポート」を併用することにより、簡単に注水と排唾が行えます。

製品名 ビバサポート標準セット 製品番号 U379 標準価格 ¥82,000

販売名: ビバサポート 一般的名称: 歯科用吸引装置  
医療機器承認番号: 21300B2Z00004000号 管理医療機器

#### セット内容

- コントロールユニット(ビバサポートユニット) • フタ付注水ボトル
- フタ付排唾ボトル • 注水チューブセット • 排唾チューブ

付属品 • 排唾チューブ(2本) • 排唾ノズル(5本) • チューブクランプ(5個)  
• プロキットケース



株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666  
栃木県鹿沼市下日向700  
TEL: 0289(64)3380  
FAX: 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015  
東京都台東区東上野 4-8-1  
TIXTOWER UENO 9F  
TEL: 03(5828)7716  
FAX: 03(5828)0064

大阪事務所 〒532-0003  
大阪市淀川区宮原4-1-45  
新大阪八千代ビル6F  
TEL: 06(6350)7217  
FAX: 06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール  
受付時間(土日祝日を除く)  
9:00~17:00 ☎ 0120-7242-56  
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

# NSK

ビバメイト プラス / ビバメイト 3  
PORTABLE MICROMOTOR

Viva-mate Plus  
Viva-mate 3

# compact & mobile



# 優れた携帯性と高性能を両立した在宅診療用マイクロモーターの理想形



## 小型、軽量、高性能を実現 歯科治療の活動範囲を広げます

社会の高齢化による寝たきりのお年寄りの増加もあり、在宅診療を望む患者さんが増えています。ビバメイトは出張診療、在宅診療、集団検診をはじめ、電源から離れた場所での治療、停電時の応急治療への対応など幅広い用途で活躍します。

## 高性能モーター

軽量、コンパクトでしかも高トルク。コアレスモーターの採用により低発熱、低振動、低ノイズを実現。2,000~30,000min<sup>-1</sup>(ビバメイトプラスは3,000~)の間でスピード調節が可能。また、フィードバック回路により、モーターにかかる負荷の変動に対して回転速度を一定に保ち、抜群の粘りを発揮。義歯の調整にも最適です。

## 優れた携帯性

「邪魔にならず、持ち運び自由」を徹底的に追求しました。ユニットの形状は、無駄な凹凸を無くしたシンプルなデザイン。性能を落とすことなく小型化、軽量化を実現しました。持ち運びに便利なプロキットケースが標準で付属しています。



プロキットケース(標準梱包箱)

ビバメイトをはじめ、必要最小限の治療機器を収納でき、往診先への持ち運びに便利です。

## 様々な治療に対応

各種ハンドピースと組み合わせることにより、義歯の調整、歯のポリッシング、切削等が1台で可能です。往診先での様々な治療に対応できます。



## 携帯マイクロモーター バッテリー & AC電源

ビバメイト プラス

# Viva-mate Plus

状況に応じて電源の使い分けができる  
バッテリー & AC電源2WAY仕様マイクロモーター



## ビバメイト プラス セット

### 標準セット

製品名 **ビバメイト プラス** 製品番号 Y140639 標準価格 ¥177,000

### セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト プラス ユニット) ・ 電源コード
- モーター(ビバメイト 3 モーター) ・ ストレートハンドピース(EX-6L)
- プロキットケース

ハンドピーススタンドはオプションです

### サブセット(ハンドピース無し)

製品名 **ビバメイト プラス サブセット** 製品番号 Y140656 標準価格 ¥147,000

### セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト プラス ユニット)
- モーター(ビバメイト 3 モーター) ・ 電源コード ・ プロキットケース

ハンドピーススタンドはオプションです

### 仕様

- 電源: AC100 V 50/60 Hz Ni-Cd バッテリー
- 充電時間: 5時間
- 回転速度: 3,000~30,000 min<sup>-1</sup>
- ユニット重量: 1.35 kg
- ユニット寸法: W75 x D214 x H44 mm

販売名: ビバメイト プラス 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置  
医療機器承認番号: 209006Z200855A01号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

フットペダルの接続はできません。

## 2電源方式

内蔵バッテリーは連続1時間(充電5時間)の使用が可能です。バッテリーが切れた時も電源コードを家庭用コンセントに差込めば、充電を待たずに即使用でき、状況に応じてバッテリーと家庭用電源の使い分けが可能です。バッテリーの充電には、タイマーにより一定時間経過すると充電を停止する安全回路を採用しています。

## ライト付ミラーの接続が可能(オプション)

ライト付ミラーが接続できるので、口腔内の診察を更に容易にします。また、ハロゲンランプの電圧を一定に保つ照明制御回路を内蔵しているので、安定した光を供給します。



### 操作パネル



正逆転切換スイッチ

スピード調整ツマミ

モーターソケット

パイロットランプ

ファンクション切換スイッチ

ライト付ミラーソケット

## 携帯マイクロモーター バッテリー専用

ビバメイト 3

# Viva-mate 3

小型、軽量ユニット(600g)で使いやすい  
急速1時間充電バッテリー駆動マイクロモーター



## ビバメイト 3 セット

### 標準セット

製品名 **ビバメイト 3 標準セット** 製品番号 Y103630 標準価格 ¥116,000

### セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト3 ユニット)
- モーター(ビバメイト3 モーター)
- チャージャー(ビバメイト3 チャージャー)
- ストレートハンドピース(EX-6L) ・ ハンドピーススタンド
- プロキットケース

### サブセット(ハンドピース無し)

製品名 **ビバメイト 3 サブセット** 製品番号 Y140600 標準価格 ¥86,000

### セット内容

- コントロールユニット(ビバメイト3 ユニット)
- モーター(ビバメイト3 モーター)
- チャージャー(ビバメイト3 チャージャー)
- ハンドピーススタンド ・ プロキットケース

### 仕様

- 電源: Ni-Cd バッテリー
- 充電時間: 1時間
- 回転速度: 2,000~30,000 min<sup>-1</sup>
- ユニット重量: 600 g
- ユニット寸法: W72 x D163 x H39 mm

販売名: ビバメイト 3 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置  
医療機器承認番号: 209006Z200561000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ライト付ミラーの接続はできません。

## 急速1時間充電

わずか1時間で充電が完了するので、充電忘れや充電不足の時でもすぐに対応できます。1回の充電で連続1時間の使用が可能です。マイコン内蔵のチャージャーにより、バッテリーに最適な充電を行うので、バッテリーが長持ちします。

## 充電ランプ装備

チャージャー(充電器)には充電中(赤ランプ)と充電完了(緑ランプ)を表示するランプが装備されていますので、充電状態が一目で確認できます。

## フットペダルの接続が可能(オプション)

フットペダルでのモーターのON/OFF操作が可能です。正逆転切換、スピードコントロールは手動の時と同様、ユニットで操作できます。



### 操作パネル



正逆転切換スイッチ

モーターソケット

制御切換スイッチ

スピード調整ツマミ