

compact & mobile

携帯マイクロモーター「ビバメイトプラス」「ビバメイト3」や
超音波スケーラー「バリ奥斯560」「バリ奥斯350」と
組み合わせることで、往診先での歯牙の切削時や
スケーリング時の注水と排唾を可能にします。



排唾



注水



超ミニタイプ
マルチタスク超音波システム
バリ奥斯350 LUX



コンパクトタイプ
マルチタスク超音波システム
バリ奥斯560 LUX



バッテリータイプ
携帯マイクロモーター
ビバメイト 3




バッテリー/AC電源両用タイプ
携帯マイクロモーター
ビバメイト プラス



特長

- 軽量、コンパクトで低振動、低騒音。
- 注水用、排唾用の両ボトルは樹脂製軽量ボトルを使用。持ち運びや洗浄の負担を軽減します。
- 折りたたみ式ボトルホルダー付のため、簡単に両ボトルをセッティングできます。
- セット一式が入るプロキットケースが標準付属します。



ビバサポート 標準セット

販売名: ビバサポート 一般的名称: 歯科用吸引装置
医療機器承認番号: 213008Z20004000号 管理医療機器

製品名 **ビバサポート標準セット** 製品番号 U379 標準価格 ¥82,000

セット内容

- コントロールユニット(ビバサポートユニット) ● フタ付注水ボトル
- フタ付排唾ボトル ● 注水チューブセット ● 排唾チューブ

付属品

- 排唾チューブ(2本) ● 排唾ノズル(5本)
- チューブクランプ(5個) ● プロキットケース



仕様

- 電 源: AC100 V 50/60 Hz
- タンク容量: 250mL(注水用・排唾用とも)
- 連続注水時間: 約5分
- ポンプ吸引力: 500mL/min
- 寸 法: W180 x D202 x H154.8 mm (ボトルホルダーオープン時)
- 重 量: 1.7kg(ユニットのみ)

注水時間は使用条件によって異なります。

スペアパーツ

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバサポート ユニット		U379012	¥69,400
ボトル (250mL)		U379700	¥1,600
注水ボトルフタ		U379062	¥3,200
排唾ボトルフタ		U379063	¥3,200
蓋パッキン		U379112	¥500
注水チューブセット (1.5 m)		U379056	¥1,300

製品名	製品	製品番号	標準価格
排唾チューブ (1.5 m)		U379057	¥400
排唾ノズル (10本)		Y900068	¥1,000
排唾ジョイント		U379114	¥600
ジョイント ボトル側		Z165101	¥200
注水パイプ		U379450	¥250
プロキットケース		N-620	¥4,000

接続可能製品



ビバメイト 3 標準セット

製品名 **ビバメイト 3 標準セット**

製品番号 Y103630

標準価格 ¥116,000

販売名: ビバメイト 3 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置
医療機器承認番号: 20800BZZ00561000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



ビバメイト プラス 標準セット

製品名 **ビバメイト プラス 標準セット**

製品番号 Y140639

標準価格 ¥177,000

販売名: ビバメイト プラス 一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置
医療機器承認番号: 20900BZZ00855A01号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



バリオス 560 LUX 標準セット

製品名 **VA560 LUX 標準セット**

製品番号 Y141220

標準価格 ¥222,000

販売名: バリオス 560 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
医療機器承認番号: 21700BZZ00247000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器



バリオス 350 LUX 標準セット

製品名 **VA350 LUX 標準セット**

製品番号 Y140958

標準価格 ¥198,000

販売名: バリオス 350 LUX 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器
医療機器承認番号: 21400BZZ00444000号
管理医療機器 特定保守管理医療機器

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289(64)3380
FAX: 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F

TEL: 03(5828)7716
FAX: 03(5828)0064

大阪事務所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F

TEL: 06(6350)7217
FAX: 06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口 **ナカニシ コール**

受付時間(土日祝日を除く) **9:00~17:00** ☎ **0120-7242-56**

NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。