

NSK

Ti205L エアーマーター
OPTIC AIR MOTOR

Ti205L

smooth and bright

高性能
ライト付エアーマーター



Powerful Partners®

Ti205L Optic Air Motor ISO E-タイプ内部注水

ライト付



ライト付 エアーマーター

治療部位を明るく照らし
作業効率を高めます。

Ti205Lは、最高の技術を結集したライト付のオートクレーブ可能なISO E-タイプ
エアーマーターで、高トルク、低振動、しかも高い耐久性を誇ります。



正逆切替リング

正回転・逆回転の切替
が可能です。

最高許容回転速度 20,000min⁻¹


製品名	製品番号	標準価格
Ti 205L	M190	¥115,000



- 等速 1:1 • ライト付 ISO標準4ホール
- 逆止弁内蔵

排気フィルターの有無による排気状態によって変動があります

販売名：エアーマーター Ti205L 一般的名称：歯科用空気回転駆動装置
医療機器承認番号：21700BZZ00040000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



360°ツイストフリー ホース

治療中のねじれの心配
がなく、手の疲労を軽減
します。

135°C
SSS 135°Cまでの温度でオートクレーブ可能

Ti-Max X Popular Attachments

ライト付

販売名：ティーマックス XC 一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号：219ALBZX00013000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

Ti205L ライト付エアーマーターに装着してご使用いただけます。



X95L 増速 1:5

DURACORT

製品名	製品番号	標準価格
X95L	C600	¥136,000

- Max.200,000 min⁻¹ • FGバー用(1.6)
- ヘッドサイズ：H14.55mm • 4点注水スプレー
- チタン製ボディー*



X15L 減速 4:1

DURACORT

製品名	製品番号	標準価格
X15L	C602	¥118,000

- コントラバー用(2.35)
- チタン製ボディー*



X25L 等速 1:1

DURACORT

製品名	製品番号	標準価格
X25L	C601	¥105,000

- コントラバー用(2.35)
- チタン製ボディー*

*外装部のみオールチタンで内装部分は含まれません。



X65L 等速 1:1 ストレート

DURACORT

製品名	製品番号	標準価格
X65L	H273	¥105,000

- ハンドピースパー用(2.35) • コントラバー用(2.35)
- 付属のCA用ストッパー(X65L/X65専用)装着時
- チタン製ボディー*

販売名：ティーマックス XS 一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器承認番号：219ALBZX00014000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



熱水洗浄可能



135°C
SSS 135°Cまでの温度でオートクレーブ可能

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL : 0289 (64) 3380
FAX : 0289 (62) 5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL : 03 (5828) 7716
FAX : 03 (5828) 0064

大阪事務所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL : 06 (6350) 7217
FAX : 06 (6350) 7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日を除く) **0120-7242-56**
9:00~17:00
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも
お気軽にお寄せください。